

压力测试

医用压力纺织品

目标

检测医用压力纺织品是否符合相关标准。



测试适用产品

- 医用压力袜或压力袖套
- 小腿溃疡医用袜系列
- 医疗辅助用品
- 静脉曲张（抗血栓）压力长袜
- 用于疤痕修复治疗的压力纺织品
- 其它医用压力纺织品

说明

根据RAL-GZ-387/1和RAL-GZ-387/2及附录小腿溃疡患者医用长袜标准，使用海恩斯坦压力测试装置(HOSY)检测产品的关键特性压缩性能。为确认压缩性能，将产品固定在HOSY设备上，并拉伸至指定尺寸，根据测试样品被拉伸至体周长时测得的力值，延样品的整个长度，计算压力和压力分布轨迹。此外，还可以检测其它产品特性，如纱线支数、弹力延展性。

为客户创造的优势

- 开发过程中的产品优化
- 保证消费者安全
- 符合有关规定的证明及可作为申请医疗援助注册号的依据

标签和证书

制造商可就相关产品向[德国医用压缩袜认证协会](#)申请认证质量标志。

检测样品要求

总则

- 提供身材尺寸表（长度与围度）

样品数量

- 同型号商品，每个尺寸2件样品

检测周期

- 根据检测类型与范围不同，约2-4周